


# Irriflex<sup>®</sup> belgflaske



## Pakning

Varenr.	Antall	Innhold
88 30 66	10 x 120 ml	Natriumklorid 9 mg/ml
92 13 18	10 x 120 ml	Klorhexidin 0,2 mg/ml
88 31 32	10 x 120 ml	Sterilt vann

- 120 ml belgflaske

## Miljøvennlig

- Tilvirket i miljøvennlig polypropylenplast
- som kan gjenvinnes eller forbrennes
- Sterilisert ved 121°C.

## Brukervennlig

- Sårskylling og blæreskylling med et enkelt håndgrep
- Installasjon og aspirering gjennom et lukket system
- Redusert kontaminasjonsrisiko p.g.a. færre til- og frakoblinger
- Belgflaskens særegne utforming gjør det mulig å spyle et sår for deretter å aspirere væsken tilbake i belgflasken.

## Bruksområder

- Urologisk skylling, installasjon og aspirering
- Øreskylling
- Sårstell og fistelskylling.

