

Microspol spyleampulle



Pakning

Varenr.	Antall	Innhold
93 69 08	20 x 30 ml	Natriumklorid 9 mg/ml
09 22 42	20 x 30 ml	Klorhexidin 0,5 mg/ml

- Spyleampulle til engangsbruk

Miljøvennlig

- Tilvirket i miljøvennlig polypropylenplast som kan gjenvinnes eller forbrennes.
- Sterilisert ved 121°C

Brukervennlig

- Ferdig til bruk, sitter ikke festet sammen i blokk.
- Praktisk "twist off" topp
- Oval form, enkel å bruke, lett å klemme sammen
- Jevn stråle, enkel å kontrollere

Økonomisk i bruk

- Ofte brukes for store skyllevæskepakninger slik at overskuddsvæske kastes. Det kan derfor være mer økonomisk å bruke engangspakninger.

Bruksområder

- Skylling / spyling av øye, øre, småsår, kompresser og instrumenter

