

Octavia helleflaske

Pakning

Varenr.	Str.	Innhold
88 32 07	250 ml	Natriumklorid 9 mg/ml
88 32 49	500 ml	Natriumklorid 9 mg/ml
88 32 64	1000 ml	Natriumklorid 9 mg/ml
88 33 06	500 ml	Sterilt vann
88 33 14	1000 ml	Sterilt vann

- Helleflaske

Miljøvennlig

- Tilvirket i miljøvennlig polypropylen-plast som kan gjenvinnes eller forbrennes.
- Sterilisert ved 121°C



Brukervennlig

- **Garanti-ring brytes** når flasken åpnes
- Tydelig volumskala
- Klar og gjennomsiktig plast
- Kan oppbevares i varmeskap
- Gripesikker åttekantet form
- Jevn hellestråle, ingen "plopping"

Bruksområder

- Skylling / spyling av kompresser og instrumenter
- Skylling / spyling av sår (Natriumklorid)

Holdbarhet

- Lagres i romtemperatur
- Holdbarhet fra produksjonsdato: 3 år
- Holdbarhet i varmeskap (40°C): 6 mnd.

