

# Octavial<sup>®</sup> plasthetteglass



## Til flergangsbruk

- 10ml, 20ml, 50ml, 100ml
- Natriumklorid 9 mg/ml
- Sterilt vann

## Produsert i Halden

- Klart, pyrogenfritt og destillert vann
- Sterilisert ved 121°C

## Miljøvennlig

- Hele hetteglasset er tilvirket i miljøvennlig polypropylen-plast (også toppmembranen)
- Energibehovet ved produksjon av polypropylen er betydelig mindre enn ved glass.
- Polypropylen kan gjenvinnes eller forbrennes.

## Brukervennlig

- Uknuselig, ingen risiko for sår- eller kutt skader
- Klar, gjennomsiktig plast gjør det lett å inspisere innholdet
- Membranen på toppen er elastisk og tåler gjentatte perforeringer
- "Twist off" toppen brukes som beskyttelseshette dersom flasken skal brukes flere ganger
- Ved utblanding av særskilt potente medikamenter anbefales *Excel blandingsadapter* for å beskytte personalet mot søl.