

Ovalia[®] ampulle

Til engangsbruk



Pakning

- 10ml, 20ml

Innhold

- Natriumklorid 9 mg/ml
- Sterilt vann
- Tracel[®]
- Addex[®] Natriumklorid 1mmol/ml
- Addex[®] Kaliumklorid 1 mmol/ml

Miljøvennlig

- Tilvirket i miljøvennlig polypropylen-plast som kan gjenvinnes eller forbrennes.

Brukervennlig

- Uknuselig, ingen risiko for sår- eller kutt skader
- Åpnes lett med en enkel "twist-off"
- Pakket enkeltvis, ikke i blokk
- **Unik luer-del** som innebærer at sprøyten uten kanyle passer direkte inn i ampullen. Denne konstruksjonen skaper et helt tett system som ikke slipper inn luft og ikke lekker.

